

ОКП 42 1524

Научно-производственное предприятие  
«ЭКОНИКС»

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО НПП  
«ЭКОНИКС»

\_\_\_\_\_ Д. В. КРАСНЫЙ  
“ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 2007 г.

# **ФОТОКОЛОРИМЕТР "ЭКОТЕСТ 2020"**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
КДЦТ. 414212.010 РЭ**

Москва  
2007

# 1. СОДЕРЖАНИЕ

1. СОДЕРЖАНИЕ .....	2
2. ОПИСАНИЕ И РАБОТА .....	3
2.1. Назначение и область применения .....	3
2.2. Технические характеристики .....	3
2.3. Комплектность .....	4
2.3.1. Комплект поставки фотоколориметра .....	4
2.3.2. Аксессуары, приобретаемые отдельно .....	5
2.4. Принцип работы и устройство фотоколориметра .....	5
2.4.1. Принцип действия фотоколориметра .....	5
2.4.2. Устройство фотоколориметра .....	6
2.4.3. Органы управления работой фотоколориметра .....	8
2.4.4. Взаимодействие с персональным компьютером .....	8
2.5. Маркировка и пломбирование .....	8
2.6. Упаковка .....	9
3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ .....	10
3.1. Особенности эксплуатации .....	10
3.2. Подготовка к работе .....	10
3.3. Проведение измерений .....	11
3.3.1. Измерение коэффициента пропускания и оптической плотности .....	11
3.3.2. Проведение измерений в режиме подбора длины волны .....	11
3.3.3. Проведение измерений в режиме концентратомера .....	12
3.3.4. Проведение измерений с использованием стандарта в режиме концентратомера .....	13
4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ .....	14
4.1. Общие указания .....	14
4.2. Внешний осмотр .....	14
4.3. Проверка работоспособности прибора .....	14
4.4. Указания по поверке .....	14
4.5. Требования к квалификации исполнителя .....	14
4.6. Меры безопасности .....	14
5. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ .....	16
5.1. Условия по ремонту .....	16
5.2. Возможные неисправности и способы их устранения .....	16
6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ .....	16
6.1. Транспортировка .....	16
6.2. Хранение .....	17
7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ .....	18
8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПЕРВИЧНОЙ ПОВЕРКЕ .....	18
9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА .....	19
10 Приложение А Фотоколориметры "Экотест-2020". Методика поверки. КДЦТ 414212.010 МП .....	20

Настоящее руководство по эксплуатации (далее - РЭ) предназначено для ознакомления с устройством, принципом действия и правилами по эксплуатации фотоколориметров «ЭКОТЕСТ-2020» (далее - фотоколориметр).

## 2. ОПИСАНИЕ И РАБОТА

### 2.1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Фотоколориметры серии «ЭКОТЕСТ-2020» предназначены для измерения зональных коэффициентов пропускания, оптической плотности и массовых концентраций веществ в водных и неводных растворах по соответствующим методикам выполнения измерений (МВИ).

Фотоколориметры используются в промышленных, лабораторных и полевых условиях в химико-технологических, агрохимических, экологических и аналитических лабораториях промышленных предприятий, научно-исследовательских учреждений, органах контроля, инспекции и надзора для анализа природных и сточных вод, технологических растворов и экстрактов проб растительной и пищевой продукции.

Рабочие условия применения фотоколориметров:

- температура окружающего воздуха, °С ..... от 10 до 40;
- относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более ..... 90;
- атмосферное давление, кПа..... от 84 до 106,7;  
(мм рт. ст.) .....(от 630 до 800);

### 2.2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.2.1. Основные характеристики фотоколориметра для каждой из модификаций приведены в таблице №1

Таблица №1

	Экотест- 2020-01-05	Экотест- 2020-05	Экотест- 2020-РС	Экотест- 2020-АМ
Установленное количество источников	От 1 до 8	От 1 до 8	4	4
Максимальная длина оптического пути, мм	10	50	10 или 50	10
Габаритные размеры, мм, не более	228x117x47	150x200x65	228x117x47	228x117x47
Вес, кг, не более	0,5	0,8	0,5	0,5

1.2.2. Рабочие длины волн, нм: 400±5 430±5 470±5 502±5 525±5 565±5 595±5 620±5 660±5 850±5

1.2.3. Диапазон измерений, дискретность представления результатов на дисплее и предел допускаемой абсолютной погрешности соответствуют таблице №2.

Таблица №2

Измеряемая величина	Диапазон измерений	Диапазон показаний	Дискретность	Предел допускаемой абсолютной погрешности, не более
Коэффициент пропускания (Т), %	от 1 до 200	от 0,01 до 200	0,01	$\pm 2$
Оптическая плотность (А)	от -0,301 до 2,000	от -0,301 до 4,000	0,001	—

1.2.4. Пределы допускаемого среднеквадратического отклонения случайной составляющей абсолютной погрешности при измерении коэффициента пропускания, %, не более ..... 0,25.

1.2.5. Время установления рабочего режима, сек, не более ..... 50.

1.2.6. Изменение показаний фотоколориметров при измерении коэффициентов пропускания за 24 ч. непрерывной работы не превышает предела допускаемого значения абсолютной погрешности.

1.2.7. Питание фотоколориметров осуществляется от 4-х гальванических элементов типа R6 напряжением 1,5 В каждый или от внешнего блока питания БПС 6 - 0,35.

1.2.8. Потребляемый ток не превышает 0,1 А (при выключенной подсветке дисплея).

1.2.9. Потребляемая мощность от внешнего блока питания не превышает 1,5 ВА.

1.2.10. Значение показателей надежности в заданных режимах и условиях эксплуатации:

- средняя наработка на отказ, ч, не менее ..... 9000
- вероятность безотказной работы, л, не менее ..... 0,9
- средний полный срок службы, л, не менее ..... 10
- среднее время восстановления работоспособного состояния, ч, не более ..... 4

## 2.3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

### 2.3.1. Комплект поставки фотоколориметра

Наименование	Обозначение документа	Кол-во, шт
1. Фотоколориметр «ЭКОТЕСТ-2020»	КДЦТ.414212.010	1
2. Кювета акриловая	КДЦТ.418414.001	4
3. Пробирка полипропиленовая*	КДЦТ.418321.001	4

4. Крышка кюветного блока	КДЦТ.418517.002	1
5. Элементы типа R6	ГОСТ 3118-77	4
6. Блок питания БПС 6 - 0,35		1
7. Коммуникационный кабель RS-232 (для подключения прибора к ПК)	КДЦТ.418853.002	1
8. Руководство по эксплуатации	КДТЦ.414212.010 РЭ	1
9. Компакт-диск с программным обеспечением и справочными материалами		1

\* в комплекте к модификации Экотест-2020-РС

### 2.3.2. Аксессуары, приобретаемые отдельно

1. Защитный резиновый кожух для прибора.
2. Кабель для подключения прибора к **USB** порту компьютера
3. Кюветы полистирольные (в упаковке 100 шт)
4. Полумикрокюветы полистирольные для работы с небольшим объемами анализируемых проб (в упаковке 100 шт)
5. Кюветы стеклянные с длиной оптического пути 10 мм, 20 мм, 30 мм, 50 мм
6. Пробирки полипропиленовые для работы с реагентами линейки РС
7. Штативы для кювет на 6 и 12 кювет
8. Наборы **тест-систем линейки РС** для определения содержания в растворах различных элементов и веществ (см таблицу №3)

Таблица №3

Определяемый компонент	Определяемый компонент
Аммоний	Никель
АПАВ	Нитрат
Железо (II)	Нитрит
Железо общее	Фенол
Железо(III)	Фосфат
Кобальт	Хром
Марганец	Цинк
Медь	

## 2.4. ПРИНЦИП РАБОТЫ И УСТРОЙСТВО ФОТОКОЛОРИМЕТРА.

### 2.4.1. Принцип действия фотоколориметра

Принцип действия фотоколориметра основан на сравнении скорректированного каналом сравнения светового потока  $I_0$ , прошедшего через раствор сравнения (фоновый), и светового потока  $I$ , прошедшего через исследуемый раствор.

Отношение  $I/I_0$  называется коэффициентом пропускания  $T$  (или просто пропусканием), а десятичный логарифм величины, обратной пропусканию - оптической плотностью  $A$  (поглощением). Оптическая плотность  $A$  раствора прямо пропорциональна концентрации растворенного вещества:

$$A = -\log(I/I_0) = \varepsilon \cdot C \cdot l \quad (1)$$

где  $\varepsilon$  - молярный коэффициент поглощения,  $C$  - концентрация анализируемого раствора,  $l$  - длина оптического пути (толщина слоя раствора) в см.

Световые потоки  $I_0$ ,  $I$  и  $I_T$  (световой поток при неосвещенном фотоприемнике) преобразуются фотоприемником в электрические сигналы:  $V_0$  - сигнал при максимальной освещенности фотоприемника (при прохождении света через чистый растворитель),  $V$  - сигнал при текущем измерении и  $V_T$  - сигнал при неосвещенном фотоприемнике. Электрические сигналы обрабатываются микропроцессором прибора и отображаются на дисплее фотоколориметра в виде коэффициента пропускания и оптической плотности.

При измерении коэффициента пропускания  $T$  микропроцессор ИП производит вычисления по формуле:

$$T = I/I_0 \cdot 100\% = (V - V_T)/(V_0 - V_T) \cdot 100\% \quad (2)$$

При измерении оптической плотности  $A$  по формуле:

$$A = \log(1/T) = \log((V_0 - V_T)/(V - V_T)) \quad (3)$$

Если оптическая плотность раствора подчиняется уравнению (1) во всей области исследуемых концентраций, для градуировки фотоколориметра достаточно использовать один стандартный раствор. В наиболее общем случае зависимость между  $A$  и концентрацией раствора не является линейной. В этом случае для градуировки фотоколориметра используют два или три стандартных раствора.

Определение массовой концентрации вещества в соответствии с выбранной методикой выполнения измерений (МВИ) проводят по градуировочному графику зависимости измеренного значения оптической плотности (коэффициентов пропускания) от концентрации определяемого вещества, построенному по указанным в МВИ контрольным растворам. Градуировочный график строят либо вручную, либо с помощью программного обеспечения для персонального компьютера, прилагаемого в комплекте с прибором.

#### 2.4.2. Устройство фотоколориметра

Фотоколориметры «Экотест-2020» относятся к малогабаритным переносным приборам с автономным питанием. Прибор состоит из оптического блока, блока управления и обработки информации, блока индикации с подсветкой, клавиатуры, кюветного отсека и кюветы.

Оптический блок включает в себя в качестве источников излучения до 8 высокостабильных полупроводниковых светодиодов, определяющих рабочий диапазон длин волн излучения. В качестве приемника излучения на измерительном канале и канале сравнения используются цифровые фотодиоды.

Блок управления и обработки информации выполнен на микропроцессоре и обеспечивает режим самоконтроля с выводом информации о готовности к работе на жидкокристаллический индикатор (дисплей).

Фотоколориметр имеет интерфейс RS232 для связи с IBM-совместимыми компьютерами.

В верхней части лицевой панели фотоколориметра расположен дисплей; под дисплеем – клавиатура с шестью кнопками, под клавиатурой расположен кюветный отсек.

На нижней стенке расположен отсек с крышкой для элементов питания.

На верхней торцевой стенке фотоколориметра расположены разъемы для подсоединения внешнего источника питания и подключения к компьютеру.

Внешний вид прибора представлен на рисунке 1.



Рис. 1 — Внешний вид фотоколориметра ЭКОТЕСТ-2020

### 2.4.3. Органы управления работой фотоколориметра

Управление работой фотоколориметра осуществляется с помощью клавиатуры, расположенной на лицевой панели прибора, представленной на рисунке 2.



Рис. 2 — Органы управления фотоколориметра



– включение фотоколориметра;



– выключение фотоколориметра;



– подтверждение действия / включение и выключение подсветки;



– возврат к режиму выбора длины волны;



– выбор режима измерений; просмотр результатов измерений в режиме «подбор длины волны»

### 2.4.4. Взаимодействие с персональным компьютером

Процесс подключения фотоколориметра «Экотест-2020» к ПК и работа в данном режиме описаны на прилагаемом диске с программным обеспечением.

## 2.5. МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ

1.5.1. На каждом фотоколориметре нанесены:

- на лицевой панели: условное обозначение фотоколориметра «ЭКОТЕСТ-2020», товарный знак предприятия–изготовителя;

- на нижней стенке: заводской порядковый номер фотоколориметра по системе нумерации предприятия-изготовителя, месяц и год выпуска.

1.5.2. Знаки утверждения типа средств измерений по ПР 50.2.009 и соответствия системы сертификации по ГОСТ Р 50460 нанесены на эксплуатационную документацию (Руководство по эксплуатации).

1.5.3. Фотоколориметры пломбируются пластичной пломбой в углубление для головки винта, скрепляющего между собой крышку и корпус прибора или гарантийным стикером

1.5.4. Транспортная маркировка наносится согласно ГОСТ 14192.

## 2.6. УПАКОВКА

1.6.1. Упаковка, консервация и расконсервация фотоколориметров производятся в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014.

1.6.2. Для хранения и транспортирования фотоколориметры герметично упаковываются в чехол из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354 и помещаются в упаковочную картонную коробку.

### 3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

#### 3.1. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

2.1.1. Не допускается попадание органических растворителей (за исключением этилового спирта) на корпус прибора.

2.1.2. Работа с фотоколориметром должна проводиться в условиях, не выходящих за пределы рабочих условий применения.

2.1.3. Вблизи фотоколориметра не должны находиться мощные источники электрических, магнитных полей, мощные источники света и нагревательные устройства. Не допускается попадание на прибор прямых солнечных лучей.

2.1.4. Рабочие поверхности кювет перед каждой серией измерений должны быть тщательно протерты спиртово-эфирной смесью. При установке кювет нельзя касаться пальцами рабочих участков оптических поверхностей.

##### **Примечания.**

- Кюветы хранить только в закрытом контейнере.
- Жидкость в кюветы наливать при помощи пипетки.

#### 3.2. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

2.2.1. До начала работы с фотоколориметром изучают настоящее руководство по эксплуатации, принцип работы и назначение органов управления фотоколориметра.

2.2.2. Проводят внешний осмотр фотоколориметра. Проверяют комплектность в соответствии с упаковочным листом.

2.2.3. Вставляют элементы питания в батарейный отсек или подключают блок питания к разъему на задней панели (при подключении блока питания элементы питания автоматически отключаются).

2.2.4. Проверяют работоспособность фотоколориметра, включив прибор нажатием кнопки **ВКЛ**. На дисплее появится надпись

##### **Диагностика**

При готовности прибора к работе на дисплее появится сообщение

##### **Источник xxx нм**

где **xxx** – длина волны первого из установленных источников.

Если появится надпись:

##### **Неисправен источник xxx нм**

(где **xxx** – длина волны неисправного источника), то прибор необходимо отправить в ремонт для замены источника.

Если появится надпись:

##### **Неисправен фотоприемник**

прибор необходимо отправить в ремонт.

При недостаточном напряжении на экране появится надпись:

##### **Смените батареи**

после чего необходимо заменить элементы питания и повторить действия по п.п. 2.2.3, 2.2.4.

### 3.3. ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ

#### 3.3.1. Измерение коэффициента пропускания и оптической плотности

*ДАННЫЙ РЕЖИМ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ОПТИЧЕСКОЙ ПЛОТНОСТИ И КОЭФФИЦИЕНТОВ ПРОПУСКАНИЯ ИССЛЕДУЕМЫХ РАСТВОРОВ НА УСТАНОВЛЕННЫХ В ПРИБОР ДЛИНАХ ВОЛН.*

3.3.1.1. Фотоколориметр подготавливают к работе по методике п.п. 2.2.1-2.2.4.

3.3.1.2. Включают прибор, нажав на кнопку «**ВКЛ**».

3.3.1.3. После того, как на экране появится надпись «**Источник xxx нм**» (где **xxx** – длина волны первого из установленных источников), выбирают необходимую длину волны, нажимая кнопки «**←**» и «**→**».

3.3.1.4. Устанавливают в кюветный отсек кювету с раствором сравнения (фоновым), закрывают ее крышкой и нажимают клавишу «**ВВОД**». На экране прибора появится надпись «**Измерить фон?**». Нажимают еще раз клавишу «**ВВОД**» для подтверждения. На экране появится надпись «**Измерение...**». После окончания измерения (не более 10 секунд) на экране появится надпись «**Фон измерен**».

3.3.1.5. Извлекают кювету с раствором сравнения из кюветного блока

3.3.1.6. Устанавливают кювету с предварительно подготовленным исследуемым раствором. Закрывают кювету крышкой и снова нажимают клавишу «**ВВОД**». На экране прибора появится надпись «**Изм. образец?**». Нажимают еще раз клавишу «**ВВОД**» для подтверждения. На экране появится надпись «**Измерение...**». После окончания измерения (не более 10 секунд) на экране значение пропускания и оптической плотности измеряемого раствора в следующем виде: « **$T=xx.xx\%$   $A=x.xxx$** » (где **xx.xx** и **x.xxx** значения величин пропускания и оптической плотности соответственно). Для проведения повторного измерения повторите процедуру описаную в п. 3.3.1.6.

#### 3.3.2. Проведение измерений в режиме подбора длины волны

*ДАННЫЙ РЕЖИМ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОДБОРА ДЛИНЫ ВОЛНЫ, НА КОТОРОЙ НАБЛЮДАЕТСЯ МАКСИМАЛЬНОЕ ПОГЛОЩЕНИЕ СВЕТА ИЗМЕРЯЕМЫМ РАСТВОРОМ.*

3.3.2.1. Фотоколориметр подготавливают к работе по методике п.п. 2.2.1-2.2.4.

3.3.2.2. Включают прибор, нажав на кнопку «**ВКЛ**».

3.3.2.3. После того, как на экране появится надпись «**Источник xxx нм**» (где **xxx** – длина волны первого из установленных источников), выбирают пункт «Автоподбор», нажимая кнопки «**←**» и «**→**».

3.3.2.4. Устанавливают в кюветный отсек кювету с раствором сравнения (фоновым), закрывают ее крышкой и нажимают клавишу «**ВВОД**». На экране прибора появится надпись «**Измерить фон?**». На экране появится надпись «**Измерение...**». После окончания измерения (не более 90 секунд) на экране появится надпись «**Фон измерен**».

3.3.2.5. Извлекают кювету с раствором сравнения из кюветного блока.

3.3.2.6. Устанавливают кювету с предварительно подготовленным исследуемым раствором. Закрывают кювету крышкой и снова нажимают клавишу «**ВВОД**». На экране прибора появится надпись «**Изм. образец?**». Нажимают еще раз клавишу «**ВВОД**» для подтверждения. На экране появится надпись «**Измерение...**». После окончания измерения (не более 90 секунд) на экране появятся значение пропускания и оптической плотности измеряемого раствора для той длины волны, которая максимально поглощается данным раствором. Результат будет представлен в виде: « **$T=xx.xx\%$   $A=x.xxx$** » (где  **$xx.xx$**  и  **$x.xxx$**  значения величин пропускания и оптической плотности соответственно). При необходимости можно просмотреть значения оптической плотности полученной для данного раствора на других длинах волн используя кнопки «**←**» и «**→**». Для проведения повторного измерения повторите процедуру описанную в п. 3.3.2.6.

### 3.3.3. Проведение измерений в режиме концентромера

*ДАННЫЙ РЕЖИМ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИЙ РАЗЛИЧНЫХ ВЕЩЕСТВ В АНАЛИЗИРУЕМЫХ РАСТВОРАХ СОГЛАСНО ВЫБРАННЫМ МЕТОДИКАМ ИЗМЕРЕНИЯ (МВИ).*

3.3.3.1. Фотоколориметр с предварительно прошитой в памяти прибора методикой\* подготавливают к работе в соответствии с п.п. 2.2.1-2.2.4.

3.3.3.2. Включают прибор, нажав на кнопку «**ВКЛ**».

3.3.3.3. После того, как на экране появится надпись «**Источник xxx нм**» (где **xxx** – длина волны первого из установленных источников), выбирают пункт меню с названием методики, нажимая кнопки «**←**» и «**→**».

3.3.3.4. Устанавливают в кюветный отсек кювету с раствором сравнения (фоновым), закрывают ее крышкой и нажимают клавишу «**ВВОД**». На экране прибора появится надпись «**Измерить фон?**». Нажимают еще раз клавишу «**ВВОД**» для подтверждения. На экране появится индикаторная полоса, по окончании заполнения которой на экране появится надпись «**Фон измерен**».

3.3.3.5. Извлекают кювету с раствором сравнения из кюветного блока.

3.3.3.6. Устанавливают кювету с предварительно подготовленным исследуемым раствором. Закрывают кювету крышкой и снова нажимают клавишу «**ВВОД**». На экране прибора появится надпись «**Изм. образец?**». Нажимают еще раз клавишу «**ВВОД**» для подтверждения. На экране появится индикаторная полоса, по окончании заполнения которой на экране появятся значение концентрации анализируемого компонента в данном растворе. Результат будет представлен в виде: « **$C=x.xxx$  ед/об**» (где  **$x.xxx$**  – расчетное значение концентрации анализируемого компонента, а **ед/об** – единицы концентрации). Для проведения повторного измерения повторите процедуру описанную в п. 3.3.3.6.

---

\* См. описание программного обеспечения на прилагаемом компакт диске

### 3.3.4. Проведение измерений с использованием стандарта в режиме концентратомера\*

*ДАННЫЙ РЕЖИМ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИЙ РАЗЛИЧНЫХ ВЕЩЕСТВ В АНАЛИЗИРУЕМЫХ РАСТВОРАХ СОГЛАСНО ВЫБРАННЫМ МЕТОДИКАМ ИЗМЕРЕНИЯ (МВИ).*

3.3.4.1. Фотоколориметр с предварительно прошитой в памяти прибора методикой подготавливают к работе в соответствии с п.п. 2.2.1-2.2.4.

3.3.4.2. Включают прибор, нажав на кнопку **«ВКЛ»**.

3.3.4.3. После того, как на экране появится надпись **«Источник xxx нм»** (где **xxx** – длина волны первого из установленных источников), выбирают пункт меню с названием методики, нажимая кнопки **«←»** и **«→»**.

3.3.4.4. Устанавливают в кюветный отсек кювету с раствором сравнения (фоновым), закрывают ее крышкой и нажимают клавишу **«ВВОД»**. На экране прибора появится надпись **«Измерить фон?»**. Нажимают еще раз клавишу **«ВВОД»** для подтверждения. На экране появится индикаторная полоса, по окончании заполнения которой на экране появится надпись **«Фон измерен»**.

3.3.4.5. Извлекают кювету с раствором сравнения из кюветного блока и устанавливают кювету с предварительно подготовленным в соответствии с МВИ раствором стандарта раствором. Закрывают кювету крышкой и снова нажимают клавишу **«ВВОД»**. На экране прибора появится надпись **«Изм. стандарт?»**. Нажимают еще раз клавишу **«ВВОД»** для подтверждения. На экране появится индикаторная полоса, по окончании заполнения которой на экране появятся значение концентрации

3.3.4.6. Извлекают кювету с раствором стандарта из кюветного блока и устанавливают кювету с предварительно подготовленным в соответствии с МВИ анализируемым раствором. Закрывают кювету крышкой и снова нажимают клавишу **«ВВОД»**. На экране прибора появится надпись **«Изм. образец?»**. Нажимают еще раз клавишу **«ВВОД»** для подтверждения. На экране появится индикаторная полоса, по окончании заполнения которой на экране появятся значение концентрации анализируемого компонента в данном растворе. Результат будет представлен в виде: **«C=x.xxx ед/об»** (где **x.xxx** – расчетное значение концентрации анализируемого компонента, а **ед/об** – единицы концентрации). Для проведения повторного измерения повторите процедуру описаную в п. 3.3.4.6.

---

\* Только для модификаций Экотест-2020-РС и Экотест-2020-АМ

## **4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

### **4.1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ**

Техническое обслуживание фотоколориметра во время эксплуатации подразделяется на три вида:

- внешний осмотр;
- проверка работоспособности;
- поверка.

Первые два вида технического обслуживания выполняют самостоятельно. Периодичность их проведения не регламентируется и диктуется, в основном, интенсивностью использования фотоколориметра.

Поверка выполняется органами Государственной метрологической службы или уполномоченными на этот вид работы организациями.

### **4.2. ВНЕШНИЙ ОСМОТР**

Внешний осмотр проводится непосредственно перед использованием фотоколориметра и заключается в определении целостности корпуса, разъемов, кювет и соединительных кабелей. Осматриваются также поверхности элементов питания и контактов в батарейном отсеке. При наличии следов коррозии на контактах их зачищают наждачной бумагой № 0. При наличии на поверхности элементов питания повреждений и следов электролита, элементы заменяются, а батарейный отсек тщательно протирается ватным тампоном, смоченным этиловым спиртом.

### **4.3. ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ ПРИБОРА**

Перед работой проверяют наличие элементов питания в батарейном отсеке и проводят операции по п.п. 2.2.3, 2.2.4 настоящего Руководства по эксплуатации.

### **4.4. УКАЗАНИЯ ПО ПОВЕРКЕ**

4.4.1. Поверке подлежат все вновь выпускаемые, выходящие из ремонта и находящиеся в эксплуатации фотоколориметры.

4.4.2. Периодическая поверка производится один раз в год.

4.4.3. Поверка фотоколориметров осуществляется в соответствии с документом «Фотоколориметр «ЭКОТЕСТ-2020». Методика поверки КДЦТ.414212.010 МП» (приложение А).

### **4.5. ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ИСПОЛНИТЕЛЯ**

К выполнению измерений и обработке результатов допускаются лица, имеющие опыт работы в химической лаборатории с квалификацией «лаборант» и выше.

### **4.6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

4.6.1. По требованиям безопасности фотоколориметры должны удовлетворять требованиям ГОСТ Р 51350, ГОСТ Р 51522.

4.6.2. При проведении испытаний и измерений должны соблюдаться требования безопасности по ГОСТ 12.1.005 и ГОСТ 12.3.019.

4.6.3. При работе с фотоколориметрами должны выполняться требования, предусмотренные «Основными правилами безопасной работы в химической лаборатории», М; Химия, 1979-205 с.

## 5. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

### 5.1. УСЛОВИЯ ПО РЕМОНТУ

К ремонту фотоколориметров допускается квалифицированный персонал предприятия-изготовителя или его официальных представителей. После ремонта обязательна поверка фотоколориметра в соответствии с п.3.4.3.

### 5.2. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Перечень некоторых наиболее часто встречающихся или возможных неисправностей прибора, их признаки и способы устранения приведены в таблице №4.

Таблица №4

Наименование неисправности и ее внешнее проявление	Вероятные причины	Способ устранения
После включения фотоколориметра отсутствует информация на дисплее	1 Отсутствуют элементы питания или они полностью разряжены 2 Отсутствует напряжение в сети 3.Неисправен блок питания	1 Установите элементы питания или замените их 2 Подключите блок питания к исправной розетке 3 Замените блок питания
После включения прибора на дисплее появляется надпись «Смените батареи»	Разряжены элементы питания	Замените элементы питания

*Другие неисправности устраняются изготовителем.*

## 6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

### 6.1. ТРАНСПОРТИРОВКА

Фотоколориметры «ЭКОТЕСТ-2020» в транспортной упаковке перевозят в закрытых транспортных средствах любого вида. При транспортировании воздушным транспортом фотоколориметры должны быть размещены в герметизированном отапливаемом отсеке.

Климатические и механические условия транспортирования не должны выходить за пределы заданных условий:

- температура окружающего воздуха..... от минус 10 до плюс 50 °С;
- относительная влажность окружающего воздуха ..... до 93 % при 35 °С;
- атмосферное давление, кПа ..... 84 – 106;  
(мм рт.ст. ) ..... (630 – 800);

Транспортная тряска:

- число ударов в минуту ..... 80 – 120;
- максимальное ускорение, м/с ..... 30;
- продолжительность воздействия, ч..... 1.

## 6.2. ХРАНЕНИЕ

Фотоколориметры до введения в эксплуатацию следует хранить на складах в упаковке предприятия-изготовителя в отапливаемых помещениях.

Срок хранения фотоколориметров не менее 10 лет при условии выполнения требований консервации.

В помещениях для хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

Время приведения фотоколориметров из режима длительного хранения в готовность к применению должно составлять не более 3 часов.

## 7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Фотоколориметр «ЭКОТЕСТ-2020», заводской номер \_\_\_\_\_

модификация «ЭКОТЕСТ-2020-\_\_\_\_\_»

длины волн \_\_\_\_\_

соответствует техническим условиям ТУ 4215-010-41541647-2005.

Дата выпуска \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

Представитель ОТК \_\_\_\_\_

(подпись)

М.П.

## 8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПЕРВИЧНОЙ ПОВЕРКЕ

Фотоколориметр «ЭКОТЕСТ-2020», заводской номер \_\_\_\_\_

модификация «ЭКОТЕСТ-2020-\_\_\_\_\_» по результатам первичной поверки

признан годным для эксплуатации.

Дата первичной поверки \_\_\_\_\_

(число, месяц, год)

Поверитель \_\_\_\_\_

(подпись)

(поверительное клеймо)

## **9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие фотоколориметров требованиям ТУ при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

9.2 Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 24 месяца со дня продажи прибора.

9.3 Гарантийный срок хранения - 1 год со дня изготовления.

9.4 Срок службы фотоколориметра – 8 лет.

9.5 Безвозмездный ремонт или замена прибора в течение гарантийного срока эксплуатации производится предприятием-изготовителем при соблюдении потребителем правил и условий эксплуатации, транспортирования, хранения и сохранности пломбы.

9.6 При неисправности фотоколориметров в период гарантийного срока потребителем должен быть составлен акт с указанием признаков неисправностей. Акт с указанием точного адреса и номера телефона потребителя высылается предприятию-изготовителю или поставщику. Все предъявленные рекламации и их краткое содержание регистрируются.

Приложение А

Согласовано

Руководитель ГЦИ СИ –

Заместитель директора

ФГУП ВНИИОФИ

\_\_\_\_\_ Н.П.Муравская

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2006 г.

Утверждаю

Генеральный директор

ООО НПП «ЭКОНИКС»

\_\_\_\_\_ Д.В.Красный

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2006г.

# **ФОТОКОЛОРИМЕТР "ЭКОТЕСТ 2020"**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**  
**КДЦТ. 414212.010 РЭ**

Согласовано

Главный метролог

ФГУП ВНИИОФИ

\_\_\_\_\_ В.П.Кузнецов

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2006 г.

Москва

2006 г

Настоящая методика устанавливает методы и средства первичной и периодической поверки фотоколориметров «ЭКОТЕСТ-2020» - далее по тексту фотоколориметры.

Межповерочный интервал – 1 год.

## 1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

При проведении поверки должны быть выполнены операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1

Наименование операций	Номер пункта методики поверки	Проведение операций при	
		первичной поверке и после ремонта	периодической поверке
1 Внешний осмотр	7.1	Да	Да
2 Опробование	7.2	Да	Да
3 Определение абсолютной погрешности измерения коэффициентов пропускания	7.3	Да	Да
4 Определение СКО случайной составляющей погрешности измерения коэффициентов пропускания	7.4	Да	Да

## 2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

При проведении поверки должны применяться средства поверки, указанные в таблице 2.

Таблица 2

Номер пункта методики поверки	Наименование и тип основного или вспомогательного средства поверки; обозначение нормативного документа, регламентирующего технические требования, и метрологические и основные технические характеристики средства поверки
7.3, 7.4	Набор образцовых мер зонального пропускания НМЗП-01 Диапазон измерений по шкале коэффициентов пропускания 0,1 – 100,0 %. Абсолютные погрешности мер набора $\Delta_{p400}=\Delta_{p430}=\Delta_{p470}=\Delta_{p502}=\Delta_{p525}=\Delta_{p565}=\Delta_{p595}=\Delta_{p620}=\Delta_{p660}=\Delta_{p850} = 0,2\%$

## 3 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЯ

К работе с рефлектометром допускаются лица, прошедшие аттестацию в качестве поверителей в установленном порядке, ознакомленные с Руководством по эксплуатации и прошедшие полный инструктаж по технике безопасности.

## 4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

4.1 При проведении поверки должны соблюдаться требования безопасности по п.3.6 настоящего Руководства по эксплуатации.

## 5 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

При проведении поверки должны быть соблюдены следующие условия:

5.1 Поверку следует проводить в нормальных условиях в соответствии с требованиями ГОСТ 8.395-80:

температура окружающего воздуха, °C .....  $20 \pm 5$ ;  
 относительная влажность воздуха, %.....  $60 \pm 15$ ;  
 атмосферное давление, кПа.....  $101,3 \pm 4$ ;

5.2 Механические воздействия, внешние электрические и магнитные поля, влияющие на метрологические характеристики фотоколориметра, должны быть исключены.

5.3 Поверку проводят используя в качестве источника питания блок питания БПС 6 - 0,35, входящий в комплект поставки прибора.

## 6 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

Поверяемый фотоколориметр следует подготовить к работе в соответствии с настоящим Руководством по эксплуатации (раздел 2).

## 7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

7.1 Внешний осмотр.

7.1.1 При внешнем осмотре должно быть установлено:

- соответствие комплектности и маркировки требованиям настоящего Руководства по эксплуатации (разделы 1.3, 1.5);
- отсутствие механических повреждений, влияющих на работу фотоколориметра (исправность органов управления, кабелей, крепежных винтов и пр).

7.1.2 Поверка продолжается, если фотоколориметр соответствует требованиям комплектности, маркировки и не имеет внешних механических повреждений.

7.2 Опробование

7.2.1 При опробовании проверяют работоспособность фотоколориметра согласно п. 2.2.4 настоящего Руководства по эксплуатации.

7.2.2 Поверка продолжается, если фотоколориметр обеспечивает режим самоконтроля с выводом информации о готовности к работе.

7.3 Определение абсолютной погрешности измерения зональных коэффициентов пропускания.

7.3.1 Кнопкой «ВКЛ» включают прибор и нажимая кнопки «←» и «→» выбирают источник излучения с проверяемой длиной волны, например, 400 нм.

7.3.2 В кюветное отделение прибора устанавливают образец 1.1-05 из набора мер НМЗП-01 таким образом, чтобы стрелка на верхней части корпуса образца указывала на клавиатуру. Закрывают образец крышкой и нажимают клавишу «**ВВОД**». После появления на экране прибора надписи «**Измерить фон?**» нажимают еще раз клавишу «**ВВОД**» для подтверждения. На экране начнется обратный 5 секундный отсчет времени, по окончании которого на экране появится надпись «**Фон измерен**».

7.3.3 Устанавливают в кювету образец 1.2-05 из набора мер НМЗП-01 аналогично п.7.3.2, закрывают его крышкой и нажимают клавишу «**ВВОД**». На экране прибора появится надпись «**Изм. образец?**». Нажимают еще раз клавишу «**ВВОД**» для подтверждения.

На экране начнется обратный 5 секундный отсчет времени, по окончании которого на экране появятся значение пропускания и оптической плотности измеряемого образца в следующем виде: « **$T=xx.xx\%$   $A=x.xxx$** » (где  **$xx.xx$**  и  **$x.xxx$**  значения величин пропускания и оптической плотности соответственно). Показание прибора умножают на поправочный коэффициент из таблицы пункта 6.1 РЭ и полученные данные записывают в лабораторный журнал.

7.3.4 Повторяют операции по п. 7.3.3 для всех образцов. Интервал между двумя последовательными измерениями должен быть не менее 1 минуты.

7.3.5 Измерения по пп.7.3.1 ÷ 7.3.4 проводят 5 раз.

7.3.6 Рассчитывают среднее арифметическое из измеренных значений коэффициента пропускания на длине волны 400 нм для каждой из четырех мер по формуле

$$\tilde{\tau}_{k\lambda} = \frac{1}{5} \sum \tau_{k\lambda i}, \quad (1)$$

где  $\tau_{k\lambda}$  – коэффициент пропускания для длины волны  $\lambda = 400$  нм,

$i$  – номер наблюдения,

$k$  – номер меры.

7.3.7 Рассчитывают абсолютную погрешность измерения коэффициентов пропускания на длине волны 400 нм для каждого образца из эталонного набора мер по формуле:

$$\Delta = \tilde{\tau}_k - \tau_{\text{эт}}, \quad (2)$$

$\tilde{\tau}_k$  – среднее арифметическое результатов наблюдений;

$\tau_{\text{эт}}$  – значение коэффициента пропускания эталонной меры, указанное в свидетельстве.

7.3.8 Повторяют операции по п.п. 7.3.1 ÷ 7.3.7 для всех используемых длин волн.

Фотоколориметр считают прошедшим поверку с положительным результатом, если величина абсолютной погрешности измерения коэффициентов

пропускания на каждой длине волны для каждой из четырех образцовых мер не превышает  $\pm 1,0\%$

7.4 Определение допускаемого значения среднеквадратического отклонения случайной составляющей абсолютной погрешности проводят измерением коэффициента пропускания образца 1.2-05 из набора мер НМЗП-01 на одной из длин волн.

7.4.1 Измерения проводят по методике п.п.7.3.1 - 7.3.3 десять раз. Интервал между двумя последовательными измерениями должен быть не менее 1 минуты.

7.4.2 Рассчитывают СКО случайной составляющей погрешности измерения коэффициентов пропускания по формуле:

$$CKO = \sqrt{\frac{\sum (\tilde{\tau}_{k\lambda} - \tau_{k\lambda i})^2}{(n-1)}}, \quad (3)$$

где  $\tau_{k\lambda i}$  – коэффициент пропускания для длины волны  $\lambda$ , нм;

$i$  – номер наблюдения;

$k$  – номер меры;

$n = 10$ ;

$\tilde{\tau}_{k\lambda}$  – среднее арифметическое результатов наблюдений.

Фотоколориметр считают прошедшим поверку с положительным результатом, если величина СКО случайной составляющей погрешности измерения коэффициентов пропускания не превышает 0,25%.

## 8 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

8.1 При положительном результате первичной поверки в разделе 7 Руководства по эксплуатации делается соответствующая запись, заверенная подписью поверителя и поверительным клеймом.

8.2 При положительном результате периодической поверки выдается свидетельство о поверке установленной формы в соответствии с ПР 50.2.006-94.

8.3 При отрицательных результатах поверки эксплуатация фотоколориметра не допускается, выдается извещение о непригодности с указанием причин.